

标准物质期间核查记录

序号	标准物质名称	标准物质编号	核查基本内容				处理方法	备注
			保存条件	是否在有效期	标志是否齐全	容器是否损伤		
1	邻苯二甲酸二乙酯	CK-CG-2023162	室温	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
2	邻苯二甲酸二甲酯	CK-CG-2023016	室温	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
3	邻苯二甲酸二异丁酯	CK-CG-2025104	2~8℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
4	邻苯二甲酸二丁酯	CK-CG-2025103	2~8℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
5	邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP)	CK-CG-2021257	0-8℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
6	邻苯二甲酸二甲基乙二 醇酯	CK-CG-2021240	0-8℃	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
7	邻苯二甲酸二己酯	CK-CG-2023168	2- 10℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
8	BBP	CK-CG-2024117	常温避 光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
9	邻苯二甲酸二（2-乙基 己基）酯（DEHP）	CK-CG-2022143	0-8℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
10	邻苯二甲酸二正辛酯	CK-CG-2025073	2~8℃， 避光	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
11	邻苯二甲酸二异壬酯	CK-CG-2025195	室温	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
12	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	CK-CG-2023118	常温	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否		
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		

被核查对象编号：CK-CG-12PAE-[0.31-25.00]-20260528			
核查对象编号：CK-CG-12PAE-0.56-20260427；CK-CG-12PAE-5.59-20260427			
核查方法：新旧标准曲线比对		核查时间：2026-06-11	
核查方法描述：用新配制的标液作标准曲线，测定原来配制的标液点的浓度，比较其浓度值相对偏差在5%以内			
各组分名称	理论值	实测值	相对偏差（%）
DEP	0.59 mg/L	0.47 mg/L	11.3
DMP	0.60 mg/L	0.40 mg/L	20.0
DIBP	0.54 mg/L	0.44 mg/L	10.2
DBP	0.56 mg/L	0.46 mg/L	9.8
DIPP	0.59 mg/L	0.55 mg/L	3.5
DMEP	0.55 mg/L	0.45 mg/L	10.0
DnHP	0.54 mg/L	0.44 mg/L	10.2
BBP	0.61 mg/L	0.51 mg/L	8.9
DEHP	0.58 mg/L	0.54 mg/L	3.6
DNOP	0.61 mg/L	0.51 mg/L	8.9
DINP	0.68 mg/L	0.58 mg/L	7.9
DIDP	0.56 mg/L	0.50 mg/L	5.7
DEP	5.86 mg/L	6.13 mg/L	2.3
DMP	6.00 mg/L	6.07 mg/L	0.6
DIBP	5.43 mg/L	5.84 mg/L	3.6
DBP	5.58 mg/L	6.06 mg/L	4.1
DIPP	5.87 mg/L	6.69 mg/L	6.5
DMEP	5.52 mg/L	5.98 mg/L	4.0
DnHP	5.43 mg/L	5.85 mg/L	3.7
BBP	6.07 mg/L	6.76 mg/L	5.4
DEHP	5.75 mg/L	6.22 mg/L	3.9
DNOP	6.14 mg/L	6.45 mg/L	2.5
DINP	6.82 mg/L	7.31 mg/L	3.5
DIDP	5.59 mg/L	5.91 mg/L	2.8

核查结论： ☐合格； ☒不合格

备注：

分析/日期:_____

校核/日期:_____

数据路径 : D:\GCMS数据\2026\04\0427\
数据文件 : PAE C2.D
采集 : 27 Apr 2026 14:59
操作者 :
样品 : PAE C2
其他 :
ALS 样品瓶: 3 样品乘积因子: 1

定量时间 : Apr 28 16:16:04 2026
定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAE-内标法-CAL.M
定量方法标题: SVHC-CAL-20200523
上一次定量更新: Mon Apr 27 11:30:25 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	R. T.	目标离子	响应值	浓度	偏差(分钟)
内标					
1) BB	5.384	105	521346	10.00 mg/L	# 0.00
目标化合物			定性峰值		
2) DIOP	4.838	149	40066	N. D.	
3) DCHP	5.068	250	194	N. D.	
4) DIHxP	4.838	149	40066	N. D.	
5) mBP	4.411	104	114	N. D.	
6) DPRD	4.838	149	40066	N. D.	
7) C6-C10	4.838	149	40066	N. D.	
8) C6-C8	4.838	149	40066	N. D.	
9) C7-C11	4.838	149	40066	N. D.	
10) DEP	4.838	149	40066	0.47 mg/L	95
11) DMP	4.464	163	40195	0.40 mg/L #	88
12) DIBP-149	5.598	149	50659	0.44 mg/L	97
13) DIBP-223	5.598	223	3283	0.44 mg/L	100
14) DBP-149	5.865	149	56949	0.46 mg/L #	100
15) DBP-223	5.865	223	2601	0.49 mg/L	100
16) DIPP	6.149	149	41124	0.55 mg/L	96
17) PIPP	6.149	149	41124	0.50 mg/L	96
18) DPP	6.149	149	41124	0.50 mg/L	96
19) DMEP	5.999	59	15763	0.45 mg/L #	100
20) DnHP	6.866	149	50914	0.44 mg/L	99
21) BBP-206	6.951	206	4196	0.46 mg/L #	100
22) BBP-149	6.951	149	21041	0.51 mg/L #	100
23) DEHP-149	7.417	149	31417	0.54 mg/L #	100
24) DEHP-167	7.417	167	9235	0.48 mg/L	100
25) DEHP-279	7.417	279	2520	0.51 mg/L	100
26) DNOP-279	8.053	279	3172	0.54 mg/L #	100
27) DNOP-149	8.053	149	48280	0.51 mg/L #	100
28) DINP-293	8.460	293	3786m	0.58 mg/L	
29) DIDP-307	8.845	307	2743m	0.50 mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

数据路径 : D:\GCMS数据\2026\04\0427\
数据文件 : PAE C4.D
采集 : 27 Apr 2026 15:31
操作者 :
样品 : PAE C4
其他 :
ALS 样品瓶: 5 样品乘积因子: 1

定量时间 : Apr 27 16:35:22 2026
定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAES-外标法-CAL.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Mon Apr 27 16:32:43 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	R. T.	目标离子	响应值	浓度	偏差(分钟)
目标化合物			定性峰值		
1) DIOP	4.812	149	417361	N. D.	
2) DCHP	5.101	250	53	N. D.	
3) DIHxP	4.812	149	417361	N. D.	
4) mBP	4.400	104	17145	N. D.	
5) DPRP	4.812	149	417361	N. D.	
6) C6-C10	4.812	149	417361	N. D.	
7) C6-C8	4.812	149	417361	N. D.	
8) C7-C11	4.812	149	417361	N. D.	
9) DEP	4.812	149	417361	6.13 mg/L	92
10) DMP	4.400	163	460753	6.07 mg/L #	97
11) DIBP-149	5.587	149	541370	5.84 mg/L	97
12) DIBP-223	5.587	223	34925	5.82 mg/L	100
13) DBP-149	5.849	149	604700	6.06 mg/L	99
14) DBP-223	5.849	223	24874	5.78 mg/L	100
15) DIPP	6.144	149	436560	6.69 mg/L	97
16) PIPP	6.144	149	436560	6.69 mg/L	97
17) DPP	6.144	149	436560	6.69 mg/L	97
18) DMEP	5.967	59	163688	5.98 mg/L #	100
19) DnHP	6.855	149	548749	5.85 mg/L	98
20) BBP-206	6.930	206	46546	6.44 mg/L #	62
21) BBP-149	6.930	149	218555	6.76 mg/L #	97
22) DEHP-149	7.411	149	315195	6.22 mg/L #	96
23) DEHP-167	7.411	167	96397	6.11 mg/L	100
24) DEHP-279	7.411	279	25009	6.21 mg/L	100
25) DNOP-279	8.048	279	32959	6.53 mg/L	50
26) DNOP-149	8.042	149	535823	6.45 mg/L	97
27) DINP-293	8.524	293	39872m	7.31 mg/L	
28) DIDP-307	8.978	307	27514m	5.91 mg/L	
29) BB	5.384	105	493923	未校正	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号